

画像処理技術がもたらすオートコリメーターの進化

特 徴

測定結果がすぐに表示

パソコンの画面に反射像が映り、測定結果(角度測定など)が、すぐに表示されます。視度合わせの必要もなく、複数の人で同時に確認が出来ます。

焦点距離の異なるレンズを使用できる



対物レンズはFマウントとなっておりますので、他の焦点距離の異なるレンズを使用することが出来ます。

検査成績表が即座に作成できる


各データはパソコンに保存され、編集し検査成績表などが即座に作ることが出来ます。

置き方を変えることが出来る

使用形態に応じて、オプションを追加し横置き、縦置き、傾斜タイプと変えることが出来ます



プリズム測定



解析データ

仕 様

対物レンズ	f = 250 有効径 ϕ 45 他に、f = 300、f = 150も順次開発致します。 また、特注にて各種のレンズを開発致します。
検出部	1/2インチ USBカメラ
検出感度	f = 250 mmの対物レンズ使用時 約 2"
照明光源	白色高輝度LED

※上記仕様に関しては予告なく変更する場合があります。

製造元：株式会社 アソー

販売代理店

販売元：株式会社 スターマイクロ

本社：〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6
多摩住吉ビル2F
TEL: 042-357-8122 FAX: 042-357-8123
事業所：〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地